

## 13




## 各部のなまえ

商品をご確認ください



同梱の電池はお試用です。  
(コイン型リチウム電池CR2032×1個)  
製品および部品の仕様は予告なく  
変更する場合があります。

## 電池を入れる



1 +ドライバーでネジを  
回しながら電池ブタを開ける

14

## 測定した結果を見る


活動量表示について

METS(メッツ)とは...  
身体活動の強さを、安静時の何倍に  
相当するかを表す単位です。  
座って安静にしている状態が1メッツ  
普通歩行が3メッツに相当します。  
(参考)

- 4メッツ 子供と遊ぶ
- 6メッツ エアロビクス
- 8メッツ ランニング

EX(エクササイズ)とは...  
身体活動の量を表す単位です。  
METs(メッツ)×時間で表します。  
3メッツの身体活動を1時間行った  
場合、3EX(エクササイズ)と  
なります。

METSは12秒ごとに更新されます



この場合、  
7日間の合計エクササイズです。

22

## 電池を入れる つづき

- 2 +面が上になるように  
新しい電池を入れる
- 3 電池ブタを本体に差し込む
- 4 +ドライバーでネジを締める
- 5 リセットボタンを押す

電池が消耗していると表示部に電池  
消耗マークおよび「LOW」が  
点灯します。電池消耗マーク  
新しい電池に交換してくだ  
さい。

### ⚠注意

電池に表示してある注意内容を  
必ず守る。  
電池の⊕ ⊖極を確かめ、正しく  
入れる。  
使い切った電池は、すぐに取り  
出す。  
守らないと電池の発熱、破裂、  
液漏れによるけがや周囲汚損  
の原因になります。  
使用推奨期限内の電池を使用  
する。  
長期間使用しないときは、電池  
を取り出しておく。  
ぬれた手で電池交換しない。


15

## 消費カロリーの目標を設定する


「日常活動計測中」の状態  
3日以上、普段の測定ができてい  
れば目標設定が可能です。  
減量したい体重に合わせて、1日  
の目標消費カロリーを設定します。

目標設定の流れ  
1日の普段の消費カロリー + 減量する分の消費カロリー = 1日の目標消費カロリー  
(少しがんばる分)

1 消費カロリー実測表示の状態  
目標OKを押す



2 目標OKを押す  
減量値を決める  
1ヶ月で減量したい数値を  
ボタンで合わす



約3ヶ月で体重の5~10%くらいの  
減量をお勧めします。  
例えば、80kgの方だと約1.3~  
2.6kg/月の減量がお勧めです。体調  
に合わせて、減量値を調節してください。

23

## はじめの設定をする

1 身長を入力する  
ボタンで合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

2 体重を入力する  
ボタンで合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

3 年齢を入力する  
ボタンで合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

4 性別を入力する  
ボタンで合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

16

電池を入れたあと、自動的に入力画面になります。

5 歩幅を入力する  
ボタンで合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

入力目安  
● ゆっくり歩き: 身長×0.37  
● 普通歩き: 身長×0.45  
● 速歩き: 身長×0.5


6 時刻を設定する  
時間は24時間表示です。  
ボタンで「時」を合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

ボタンで「分」を合わせる  
確定すれば  
目標OKを押す

17

## 消費カロリーの目標達成度を見る

目標設定した後の表示画面は次の  
ようになります。



アドバイス表示  
消費カロリー実測表示の状態  
目標OKを押す

距離/歩数表示  
活動量表示

脂肪燃焼量/時間表示

脂肪燃焼量/時間表示

24

7 減量するとき  
カロリーコントロールの  
割合を決める  
(食事をがまんする割合を多くする  
のか活動をする割合を多くするの  
かを決める)  
例えば1日に、590kcalの制限が必要とき  
食事をがまん 70%(約410kcal)  
日常活動で消費 30%(約180kcal)

ボタンで割合を決める  
確定すれば  
目標OKを押す

この商品では、日常活動の消費  
カロリーのみ測定します。  
(10~50%で設定が可能です)  
ご自身の体調やライフスタイルに  
合わせて無理のない割合に設定し  
てください。

18

## 消費カロリー目標達成の見かた

達成率が100%以上になれば、  
表示されます。(おめでとうマーク)  
達成率にあわせて枠が点灯します。

## アドバイス表示の見かた

- 1 目標値と実測値の差を表示
- 2 あなたの歩行の平均速さを表示
- 3 2の速さであと何分歩けば、  
目標達成できるかを  
アドバイス表示

## 記録機能について

各表示画面で記録を押すと  
過去14日分の記録を見ることが  
できます。

表示を押すと元の画面に戻ります。

アドバイス表示の画面では、過去  
の記録は表示されません。

25

8 はじめの設定が完了  
この状態でご使用できます。

「日常活動計測中」の点滅について  
まずは、この状態であなたの普段の  
消費カロリーを数日間測定してくだ  
さい。測定した普段の消費カロリー  
から、あなたに合った消費カロリーの  
目標を設定をします。

この状態で約1週間の測定をお  
勧めしますが、最低でも設定日を  
含めて、3日以上測定できていれ  
ば目標設定は可能です。  
消費カロリーの目標設定は23・24  
ページをご参照ください。

## リセットボタンについて

はじめの設定を再設定するとき  
リセットボタンを  
押すと再入力画  
面になります。

19

## 装着する

本体の装着は、  
腰に装着して  
ください。

ズボンのポケットに入れると正しく  
測定できません。

1 落下防止のため  
付属のストラップを  
本体につける

クリップの穴に  
ストラップの  
ひもを通す

2 クリップを  
ズボンや  
ベルト、  
スカートに  
引っ掛ける

3 ストラップを  
衣類にとめる

20

## 測定した結果を見る

消費カロリー実測表示  
表示を押す

距離/歩数表示  
表示を押す

活動量(エクササイズ)表示  
表示を押す

脂肪燃焼量/時間表示  
表示を押す

目標設定した後は、25ページの  
表示画面となります。

## 省電力モードについて

約1分以上動きを感知しない場合は、  
液晶表示が消灯します。  
少し動かすと再点灯します。

21

## 無料修理規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間  
内に故障した場合、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただく  
お買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、  
お客様ご相談窓口にご相談ください。  
2 ご販売店に修理依頼は、お買い上げの販売店またはお客様  
ご相談窓口にご相談ください。  
3 ご販売店等が本書に記入の販売店に修理をお受けにならない  
場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。  
4 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫  
化ガスなど)・異常電圧・指定外の使用電源(電圧、周波数)など  
による故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び  
損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、  
あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 特定修理の対価商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合  
の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った  
場合には、出張料はお客様の負担となります。  
5 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。  
7 お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

## 修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料  
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。  
させていただきますのでご了承ください。  
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を  
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して  
いる者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の  
権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理につ  
いて不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお  
問い合わせください。  
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱  
説明書をご覧ください。  
This warranty is valid only in Japan.

26